

Dr.Lensor CL SOLUTION

MULTIPURPOSE WITH SODIUM HYALURONATE
FOR THE DISINFECTION, PRESERVATION, CLEANING, RINSE,
HYDRATION OF ALL TYPES OF SOFT CONTACT LENSES
SUITABLE FOR SENSITIVE EYES, ACTIVE IN 5-7 MINUTES

PROPERTIES: *Dr.Lensor CL SOLUTION* has a high "stabilizer effect" towards the interfaces of contact lenses/tear film/epithelium and "normalizing" action of the tear film thanks to the unique excellent muco-adhesive and bio-adhesive properties of HA and Tamarind.

STERILE | A

INDICATIONS: It's suitable for preservation, disinfection, rinse, cleaning, hydration, daily protein removal of all kinds of soft contact lenses.


INSTRUCTIONS FOR USE:**Method 5-7 minutes**

-Wash hands and dry accurately with a clean cloth. - To avoid mistakes, start the treatment always with the same lens. - Remove the lens from the eye and put it on the hand palm adding a quantity of *Dr.Lensor CL SOLUTION*, enough to wet the lens completely. - Rub softly with "backwards and forwards" movements, both lens surfaces for 10-15 seconds, using a finger of the other hand. -Rinse carefully and abundantly the lens with *Dr.Lensor CL SOLUTION* in order to remove all deposits. - Put the lens in the container provided. - Repeat the same operations with the other lens. - Fill the container with *Dr.Lensor CL SOLUTION* until the dosage line. - Close the container accurately and leave the lenses immersed for at least 5 – 7 minutes. - Before wearing the lenses, rinse them with *Dr.Lensor CL SOLUTION*.

"DON'T TOUCH" Method

Follow "Method 5-7 minutes" preliminary instructions but leave the lenses immersed in the provided container for 2-3 hours or all night without rubbing them. Rinse the lenses with *Dr.Lensor CL SOLUTION* before wearing them.


CONTRAINDICATIONS: There are no ascertained contraindications, apart from allergy or specific hypersensitivity to some component.

PRECAUTIONS: *Dr.Lensor CL SOLUTION* once open, must be used within three months. The left liquid must be disposed. Do not use in case of damaged seal, as sterility cannot be guaranteed. To avoid any contamination, do not put the dropper in contact with any kind of surface. Ensure that the bottle is well closed after product use. Store the bottle away from heat founts and in any case under 30°C. Do not use after the expiry date. 

WARNINGS: For lenses remained in the *Dr.Lensor CL SOLUTION solution* over 3-4 weeks, before use eliminate the old solution from the container and proceed with disinfection, at least according method 1 (5 – 7 minutes). Do not use in case of specific hypersensitivity to some component. Keep it far from children reach. Use always fresh solution getting rid of the one remained in the lens-keeping container. Do not replace with a different disinfectant. Seek professional advice before using any ophthalmic drug while wearing contact lenses. Never use tap water for soft contact lenses.

COMPLICATIONS: In case of persistent trouble or irritation, discontinue use and consult a specialist.

VALIDITY: 3 years if intact and properly preserved.

 Follow the instructions on the label strictly and keep this technical-informative note.

COMPOSITION: Polyhexamethylene Biguanide 0.0001%, Disodium edetate 0.1%, Sodium Hyaluronate 0.01%, Tamarind 0.005%, made up to 100% with Excipients and Purified water.

**Dr.Lensor CL SOLUTION**

MULTIFUNKCIONĀLS KONTAKTLĒCU KOPŠANAS LĪDZĒKLIS
VISU VEIDU MIKSTO KONTAKTLĒCU DEZINFEKCIJAI, GLABĀŠANAI, TĪRĪŠANAI,
SKALOŠANAI UN MITRINĀŠANAI.
PIEMĒROTŠ JUTĪGĀM ACĪM, ĀTRAI KONTAKTLĒCU KOPŠANAI 5-7 MINŪTES.
TAS SATUR NĀTRIJA HIJALURONĀTU UN TAMARINDU

APRAKSTS: Pateicoties izcilajām hialuronskābes un tamarinda muko-adhezīvajām un bio-adhezīvajām īpašībām *Dr.Lensor CL SOLUTION* kontaktlēcu kopšanas līdzeklim piemīt kontaktlēcu, asaru plēvēti un acs vīrsmas epitēlijišūnas stabilizējoša iedarbība un asaru plēvēti normalizējoša iedarbība.

STERILE | A

INDIKĀCIJAS: Tas ir piemērots visu veidu miksto kontaktlēcu dezinfekcijai, skalošanai, tīrīšanai, mitrināšanai un ikdienas olbaltumvielu nošodumu atdalīšanai.


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:**5-7 minūšu metode**

- Rūpīgi nomazgājiet un noslaukiet rokas ar tīru dvieļi. - Lai izvairītos no kļūdām, vienmēr sāciet darbošanos ar vienu un to pašu lēcu –lābo vai kreiso. - Izņemiet kontaktlēcu no acs, ielieciet to delnā un pievienojiet *Dr.Lensor CL SOLUTION* šķīdumu tik daudz, lai kopšanas līdzeklis pilnībā pārklātu kontaktlēcu. - Maigi noberzējiet ar „turp-atpakaļ” kustībām abas lēcas vīrsmas 10-15 sekundes, izmantojot otras rokas rādītājpirkstu. - Rūpīgi un bagātīgi noskalojiet lēcu ar *Dr.Lensor CL SOLUTION* līdzekli, lai atdalītu visus nošodumus, - Ievietojiet kontaktlēcu līdzeklim pievienotajā kontaktlēcu konteinerī. - Atkārtojiet tās pašas darbības ar otras acs kontaktlēcu. - Piepildiet kontaktlēcu konteineri ar *Dr.Lensor CL SOLUTION* līdzekli līdz atzīmei uz konteintera. - Rūpīgi aizskrūvējiet kontaktlēcu konteineri un atstājiet kontaktlēcas iegremdētas šķīdumā vismaz 5-7 minūtes. - Pirms kontaktlēcu lietošanas noskalojiet tās ar *Dr.Lensor CL SOLUTION*.

Bezkontakta metode

Izpildiet visus "5-7 minūšu metodes" aprakstā minētās soļus, bet atstājiet kontaktlēcas konteinerā piepildītā ar šķīdumu mērcēties 2-3 stundas vai visu nakti bez berzēšanas. Pirms kontaktlēcu lietošanas noskalojiet tās ar *Dr.Lensor CL SOLUTION* kontaktlēcu kopšanas līdzekli.


KONTRINDIKĀCIJAS: Šķīduma lietošanai nav īpašu kontraindikāciju, izņemot alerģiju vai specifisku hipersensitivitātes reakciju uz kādu no šķīduma sastāvdaļām.

PIESARDZĪBAI: Pēc pudeles atvēršanas *Dr.Lensor CL SOLUTION* līdzeklis ir jāizlieto 3 mēnešu laikā. Pēc šī laika pāri palikušais šķīdums ir jāizlej. Nelietojiet šķīdumu, ja pirms pirmās lietošanas reizes ir bojāts pudeles aizsildzēj mehānisms, jo šādā gadījumā nav iespējams garantēt šķīduma sterilitāti. Lai izvairītos no kontaminācijas, nepieļaujiet šķīduma pudeles uzglāda saskari ar nekāda veida vīrsmām. Pārliecinieties, ka pēc katras lietošanas reizes pudele ir pienācīgi aizskrūvēta. Uzglabājiet pudeli vietā, kur tā nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai un temperatūrai, kas nepārsniedz 30°C. Nelietot līdzekli pēc derīguma termiņa beigām. 

BRĪDINĀJUMI: Ja kontaktlēcas glabājušas *Dr.Lensor CL SOLUTION* šķīdumā ilgāk nekā 3-4 nedēļas, pirms lēcu lietošanas izlejiet veco šķīdumu un veiciet kontaktlēcu tīrīšanu vismaz ar "5-7 minūšu" metodi. Nelietojiet šķīdumu, ja jums ir hipersensitīvātes reakcija uz kādu no šķīduma sastāvdaļām. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Vienmēr lietojiet svaigu *Dr.Lensor CL SOLUTION* šķīdumu, pirms tam izlejiet lietotā šķīduma atliekas no kontaktlēcu konteintera. Neaizvietojiet *Dr.Lensor CL SOLUTION* šķīdumu ar citu dezinfekcijas līdzekli. Konsultējieties ar savu acu aprūpes speciālistu pirms jebkuru oftalmoloģisko medikamentu lietošanas kontaktlēcu valkāšanas laikā. Nekad nepieļaujiet krāna ūdens saskari ar kontaktlēcām.

KOMPLIKĀCIJAS: Nepārejoša traucējuma vai kairinājuma sajūtas gadījumā konsultējieties ar savu acu aprūpes speciālistu.

DERĪGUMA TERMĒNS: Atbilstoši un pareizi uzglabājot tas ir 3 gadus pēc ražošanas dienas.

 Prezīzi ievērojiet instrukcijas uz iepakojuma un saglabājiet šo tehniskās informācijas lapu.

SASTĀVS: Polihexametilēna biguanīds 0.0001%, dinātrijs edetāts 0.1%, nātrijs hialuronāts 0.01%, tamarinda ekstrakts 0.005%, līdzeklis satur līdz 100% attīrītā ūdens ar palīgvielām.

Dr.Lensor CL SOLUTION

DAUGIAFUNKCIS SU NATRIO HIJALURONATU
SKIRTAS VISŪ RŪŠĪ MINKŠTĪESIEMS KONTAKTLĒCIEM LĒŠIAMS DEZINFEKUCIJOTI,
IŠSAUGOTI, VALYTI, SKALAUTI, DREKINTI
TINKA JAUTRIOMS AKIMS, PRADEDA VEIKTI PER 5-7 MINUTES
SU NATRIO HIJALURONATU UN TAMARINDAIS

SAVYBĒS: *Dr.Lensor CL SOLUTION* pasižymi stipriū vadinamuoju stabilizuojamuoju efektu, nukreipti j kontaktinių lėšiu, ašarinės plėvelės, epitelio sąsajos ir normalizuojamuoju ašaru plėvelės poveikiu, kurj sukela unikalios bei puikios HA ir tamarindų bei biologinių klijų savybės.

STERILE | A

INDIKACIJAS: Pritaikyti visu minkštųjų kontaktinių lėšiu išsaugojimui, dezinfekavimui, skalavimui, valymui, drėkinimui, kasdieniam baltymų pašalinimui.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**5-7 minučių metodas**

- Nusiplaukite rankas ir gerai jas nusauskinkite švaria šluoste. – Norėdami išvengti klaidų, procesą visada pradėkite nuo to paties lėšio. – Išimkite lėšį iš akies ir padėkite j ant delno, ant kurio užpilta tiek *Dr.Lensor CL SOLUTION*, kad lėšis visiškai sušlapinti. – Kitos rankos pirštu pirmyn ir atgal nukreipkite judesiais 10-15 sekundžių švelniai patrinkite abu lėšio paviršius. – Kruopščiai ir gausiai nuplaukite lėšį su *Dr.Lensor CL SOLUTION*, kad pašalintumėte visas susidariusias nuosėdas. – Įdėkite lėšį į jam skirtą talpyklą. – Tą patį padarykite su kitu lėšiu. – Iki dozavimo linijos pripilkite į talpyklą *Dr.Lensor CL SOLUTION*. – Atidžiai užsukite talpyklą ir palikite lėšius panardintus bent 5-7 minutėms. – Prieš nešiodami lėšius praskalaukite *Dr.Lensor CL SOLUTION* priemone.

„NELIETIMO“ metodas

Laikykites išankstinių vadinamojo 5-7 minučių metodo nurodymų, tačiau lėšius palikite panardintus į patieklą talpyklą 2-3 valandoms arba visai nakčiai jų netrindami. Prieš įsidėdami lėšius praskalaukite su *Dr.Lensor CL SOLUTION*.


KONTRINDIKACIJOS: Nenustatyta jokių kontraindikacijų, išskyrus alergiją ar specifinį padidėjusį jautrumą kai kurioms sudedamosioms dalims.

ATSARGUMO PRIEMONĖS: Atidarius *Dr.Lensor CL SOLUTION* priemonę būtina sunaudoti per tris mėnesius. Likusį skystį reikia pašalinti. Priemonės nenaudokite, jei sandariklis yra pažeistas, nes tokiu atveju negarantuojamas sterilumas. Siekdami išvengti užteršimo, stenkitės, kad laištuvas nesuliestų su bet koku paviršiumi. Panaudoje priemonę įsitikinkite, kad buteliukas yra gerai užsuktas. Buteliuką laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir bet kurio atveju žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Priemonės nebegalima naudoti pasibaigus jos tinkamumo laikui. 

ĮSPĖJIMAI: Jei lėšiai išbuvo *Dr.Lensor CL SOLUTION* tirpale 3-4 savaites, prieš naudodami juos, iš talpyklos išpilkite seną tirpalą ir jį dezinfekuokite bent jau tap, kaip nurodyta 1 metode (5-7 minučių metodas). Priemonės nenaudokite esant specifiam padidėjusiam jautrumui kai kurioms jos sudedamosioms dalims. Priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Visada naudokite šviežią tirpalą, o tą, kuris liko lėšiu laikymo talpykloje, – išpilkite. Gaminio nekeiskite kitu dezinfekantu. Kreipkitės į gydytoją prieš vartodami bet kokius oftalmologinius vaistus tol, kol yra dėvimi kontaktiniai lėšiai. Niekada nenaudokite vandentiekio vandens su minkštais kontaktiniais lėšiais.

KOMPLIKACIJOS: Nuolat pasireiškiant problemų ar kai dirginą akis priemonės nebenaudokite ir kreipkitės į specialistus.

GALIOJIMAS: 3 metai, jei priemonė nėra pažeista ir tinkamai laikoma.

 Griežtai laikykitės etiketėje pateiktų instrukcijų ir išsaugokite šį techninį-informacinį pranešimą.

SUEDAMOSIOS DALYS: Polihexametilėno biguanidas 0,0001 %, dinatrio edetatas 0,1 %, natrio hialuronatas 0,01 %, tamarindas 0,005 %, užpildytas iki 100 % su pagalbinėmis medžiagomis ir išgrynintu vandeniu.

Dr.Lensor CL SOLUTION

MITMEOTSTARBEINE KASUTUS, NAATRIUMHÜALURONAADIGA IGAT LIIKI PEHMETE KONTAKTLÄATSEDE DESINFITSEERIMISEKS, HOIUSTAMISEKS, PUHASTAMISEKS JA LOPUTAMISEKS SOBIB TUNDLIKLE SILMADELE, TOIMIB 5-7 MINUTIGA NAATRIUMHÜALURONAADI JA TAMARINDIGA

OMADUSED: *Dr.Lensor CL SOLUTION* on tugasvahaalustvõime kontaktläätsede/ pisarakile/epiteelkoele ning pisarakile seisundit normaliseeriv toime tänu hüaluroonhappe ja tamarindi ainulaadsetele suurepärasele müko- ja bioadhesiivsetele omadustele.

STERILE A

NÄIDUSTUSED: Pritaktya visy minkštujy kontaktinju lęšij ıssaugojimyj, dezinfekavimyj, skalavimyj, valymyj, drękinimyj, kasdieniam balytmyj pašalinimyj.

KASUTUSJUHEDE:**5-7 minuti meetod**

– Peske käed ja kuivatage hoolikalt puhta rätikuga. – Eksimuste vältimiseks alustage hooelust alati sama lätsega. – Eemaldage lätts silmast ja pange see peopesale, lıasdes piisavas koguses toodet *Dr. Lensor CL SOLUTION*, et lätts täielikult märjaks teha. – Hõõruge teise kae sõrmega lätse mõlemalt poolt 10-15 sekundi vältel õrnalt edasi-tagasi. – Loputage lätse hoolikalt ja õhtvas koguses tootega *Dr. Lensor CL SOLUTION*, et eemaldada lätsele kogunenud kõik jääkained. – Pange lätts komplekti kuuluvasse lätsekonteinerisse. – Korrake samu toiminguid teise lätsega. – Täitke konteiner kuni märgistuseni tootega *Dr. Lensor CL SOLUTION*. – Sulgege mahuti hoolikalt ja laske lätsele vähemalt 5-7 minutit vedelikus olla. – Enne lätsele silma panemist loputage neil veel kord tootega *Dr.Lensor CL SOLUTION*.

Puudutusvaba meetod

Järgige 5-7 minuti meetodes nimetatud esialgsete juhiseid, kuid ärge lätsti hõõruge ja laske neil 2-3 tundi või kogu õõ lahusega täidetud konteineris olla. Enne lätsele silma panemist loputage neid tootega *Dr.Lensor CL SOLUTION*.

VASTANÄIDUSTUSED: Puuduvad kindlad vastunäidustused, välja arvatud allergia või spetsiifiline ülitundlikkus mõne koostisosa suhtes.

ETTEVAATUSABINÕUD: Juba avatud toode *Dr.Lensor CL SOLUTION* tuleb ära kasutada kolme kuu jooksul. Visake järelejäänud vedelik ära. Ärge kasutage kahjustunud thiendi korral, sest sel juhul ei ole steriilsus tagatud. Saastumise vältimiseks ärge laske ilma korgita otsakul mis tahes pinnaga kokku puutuda. Veenduge, et pudel on pärast kasutamist hoolikalt suletud. Hoidke pudelit eemal soojusallikatest ja igal juhul temperatuuril alla 30 °C. Pärast kõlblikkusaaja lõppu mitte kasutada. ☒

HOIATUSED: Kui lätseed on toote *Dr. Lensor CL SOLUTION* lahusesse jäänud 3-4 nädalaks, visake esmalt konteineris olev vana vedelik ära ja järgmise sammuna desinfitseerige lätseed, kasutades vähemalt 1. meetodit (5-7 minutit). Ärge kasutage, kui olete mõne koostisosa suhtes ülitundlik. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Kasutage alati värsket lahust ja visake lätsekonteinerisse jäänud vana vedelik ära. Ärge asendage seda teist liiki desinfitseerimisvahendiga. Kontaktlätsede kandmise ajal küsige enne mis tahes oftalmoloogilise ravimi kasutamist professionaalset nõu. Pehmete kontaktlätsede käitlemisel ärge mitte kunagi kasutage kraanivett.

TÜSISTUSED: Püsivate probleemide või ärrituse korral lõpetage kasutamine ja pöörduge spetsialisti poole.

SÄILIVUS: 3 aastat, kui pudel on terve ja seda säilitatakse nõuetekohaselt.

☒ Järgige rangelt etiketil esitatud juhiseid ja hoidke see tehnilis-informatiivne juhis alles.

KOOSTIS: Polüheksametüleeni biguanidi PHMB 0,0001%, dinaatriummetaat EDTA 0,1%, naatriumhüaluronaat 0,01%, tamarind 0,005%, valmistatud kuni 100% abianete ja puhastatud veega.

**Dr.Lensor CL SOLUTION -liuos**

MONIKÄYTTÖLIUOS, SISÄLTÄÄ NATRIUMHYALURONAATTIA DESINFIINTIINI, SÄILYTYKSEEN, PUHDISTUKSEEN, HUUHUTTELUUN JA KOSTUTUKSEEN. SOVELTUU KAIKENTYYPPISILLE PEHMEILLE PIILOLINSSEILLE. SOPII HERKILLE SILMILLE, AKTIIVINEN 5-7 MINUUTISSA. SISÄLTÄÄ NATRIUMHYALURONAATTIA JA TAMARINDIA

OMINAISUUDET: *Dr.Lensor CL SOLUTION -liuoksessa* on korkea "stabilointivaikutus" piilolinssien / kyynelkalvon / epiteelin rajapintoihin sekä kyynelkalvon "normalisoiva" vaikutus HAN ja Tamarindin ainutauisen erinomaisten kiinnittävyysoinaisuksien ansiosta.

STERILE A

KÄYTTÖTARKOITUS: Soveltuu kaikenlaisten pehmeiden piilolinssien säilytykseen, desinfiointiin, huuhteluun, puhdistukseen, kostutukseen ja päivittäisten proteiinien poistoon.

KÄYTTÖOHJEET:**5-7 minuutin menetelmä**

- Pese kädet ja kuivaa tarkasti puhtaalla pyyhkeellä. - Virheiden välttämiseksi aloita hoido aina samalla linssillä. - Poista linssi silmstä ja laita se kämmenelle lisäten niin paljon *Dr.Lensor CL SOLUTION* -liuosta, että linssi kastuu kokonaan. - Hiero pehmeästi edestakaisin liikkein linssin molempia pintoja 10-15 sekunnin ajan toisen käden sommella. - Huuhtelee linssi huolellisesti ja runsaalla määrällä *Dr.Lensor CL SOLUTION* -liuosta kaikkien kerrostomien poistamiseksi. - Aseta linssi koteloon. - Toista sama toiselle linssille. - Täytä säiliö *Dr.Lensor CL SOLUTION* -liuoksella annosinjiaan saakka. - Sulje astia huolellisesti ja jätä linssit upotetuiksi vähintään 5-7 minuutiksi. - Huuhtelee linssit ennen käyttöä *Dr.Lensor CL SOLUTION* -liuoksella.

"ÄLÄ KOSKE"-menetelmä

Noudata "5-7 minuutin menetelmä"aloitusohjeita, mutta jätä linssit upotettuna pakkaukseen 2-3 tunniksi tai koko yöksi hankaamatta niitä. Huuhtelee linssit *Dr.Lensor CL SOLUTION -laitteella* ennenkäyttöä.

VASTA-AIHEET: Todettuja vasta-aiheita ei ole, lukuun ottamatta allergiaa tai erityistä yliherkkyyttä jollekin ainesosalle.

VAROTOIMENPITEET: Avattu *Dr.Lensor CL SOLUTION-liuos* on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa. Jäljelle jäänyt neste on hävitettävä. Älä käytä tuotetta, jos tiiviste on vaurioitunut, koska steriiliyttä ei voida taata. Likaantumisen välttämiseksi älä päästä tiputinta kosketuksiin minkäänlaisen pinnan kanssa. Varmista, että pullo on hyvin suljettu tuotteen käytön jälkeen. Säilytä pullo kaukana lämmönlähteistä ja aina alle 30 °C:ssa. Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. ☒

VAROITUKSET: Jos linssit ovat olleet *Dr.Lensor CL SOLUTION -liuoksessa* yli 3-4 viikon ajan, poista vanha liuos säiliöstä ja jatka desinfiointia ainakin menetelmän 1 mukaisesti (5-7 minuuttia) ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen ainesosista. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Käytä aina tuoretta liuosta ja hävitä linssikotelossa oleva liuos. Älä korvaa toisella desinfiointiaineella. Kysy asiantuntijalta neuvoa ennen minkään silmälääkkeen käyttöä piilolinssissä käyttäessäsi. Älä koskaan käytä vesijohtovettä pehmeisiin piilolinssiin.

KOMPLIKAATIOT:

Jos ongelma toistuu jatkuvasti, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys asiantuntijaan.

VOIMASSAOLLO: 3 vuotta ehjänä ja asianmukaisesti säilytettynä.

☒ Noudata tarkasti etiketin ohjeita ja säilytä tämä tekninen ja informatiivinen ohje.

KOOSTUMUS: Polyheksametyleeni biguanidi 0,0001 %, dinaatriummetaatti 0,1 %, naatriumhüaluronatti 0,01 %, tamarindi 0,005 %, täytetty 100 % saakka apuaineilla ja puhdistetulla vedellä.

Свойство: *Dr.Lensor CL SOLUTION* оказывает «стабилизирующее действие» на поверхность контактных линз / слезной пленки / эпителия и «нормализующее» действие на слезную линзу благодаря уникальным мукоадгезивным и биоадгезивным свойствам гиалуроновой кислоты и тамаринда.

STERILE A

Показание: Пригодно для хранения, дезинфекции, промывания, очищения, увлажнения, удаления повседневног белкового загрязнения всех видов мягких контактных линз.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**Метод «5-7 минут»**

– Вымойте руки и аккуратно осушите их чистым полотенцем. – Во избежание ошибок каждую процедуру начинайте с одной и той же линзы. – Выньте линзу из глаза и положите ее на ладонь, добавьте достаточное количество *Dr.Lensor CL SOLUTION*, чтобы полностью смочить линзу. – Пальцем другой руки бережно потрите движениями «вперед-назад» обе поверхности линзы в течение 10-15 секунд. – Тщательно и обильно промойте линзу *Dr.Lensor CL SOLUTION*, чтобы удалить все загрязнения. – Поместите линзу в имеющийся контейнер. – Повторите те же действия с другой линзой. – Заполните контейнер *Dr.Lensor CL SOLUTION* до указанной линии. – Аккуратно закройте контейнер и оставьте линзы в *Dr.Lensor CL SOLUTION* на 5-7 минут. – Прежде чем надеть линзы, промойте их *Dr.Lensor CL SOLUTION*.

БЕСКОНТАКТНЫЙ метод

Выполните предварительные указания по использованию «Метода 5-7 минут», но оставьте погруженные в контейнер линзы на 2-3 часа или на всю ночь, не протирая. Прежде чем надеть линзы, промойте их *Dr.Lensor CL SOLUTION*.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: подтвержденных противопоказаний нет, кроме случаев аллергии или особой гиперчувствительности к некоторым компонентам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: после вскрытия емкость с *Dr.Lensor CL SOLUTION* необходимо употребить в течение трех месяцев. Остатки жидкости следует утилизировать. Не используйте раствор, если пломба повреждена, поскольку в этом случае стерильность не гарантируется. Во избежание загрязнения не допускайте соприкосновения наконечника с любыми поверхностями. После использования продукта плотно закрывайте флакон. Храните флакон вдали от источников тепла, но в любом случае при температуре ниже 30 °C. Не используйте после истечения срока годности. ☒

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: если линзы находились в растворе *Dr.Lensor CL SOLUTION* дольше 3-4 недель, то перед использованием слейте старый раствор из контейнера и проведите дезинфекцию хотя бы по методу 1 (5-7 минут). Не используйте при особой гиперчувствительности к какому-либо компоненту. Храните в местах, недосягаемых для детей. Используйте только свежий раствор и избегайте его отставок в контейнере для хранения линз. Не заменяйте его другим дезинфицирующим средством. Перед приемом офтальмологических лекарств одновременно с ношением контактных линз обратитесь за консультацией к специалисту. Ни в коем случае не обрабатывайте мягкие контактные линзы водой из-под крана.

ОСЛОЖНЕНИЯ: если дискомфорт или раздражение не проходят, прекратите использование и обратитесь к специалисту.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года в нетронутой упаковке при условии надлежащего хранения. ☒ В точности следуйте указаниям на упаковке и сохраняйте данный листок технической информации.

СОСТАВ: Полигексаметилен бигуанид 0,0001 %, динатрия эдетат 0,1 %, гиалуронат натрия 0,01 %, тamarind 0,005 %, объем доведен до 100 % вспомогательными материалами и очищенной водой.